



SMÄRTFRITT

FÖRDELAR

- Lätt att använda
- Spar tid då det kan användas överallt
- Betydligt minskad risk för smitta på grund av säkert avstånd vid provtagning
- Inget utspädningsmedel



SPEED CLICK COVID-19 ANTIGEN SALIVA TEST

THE ORIGINAL
(2019-nCoV Ag SALIVA RAPID TEST CARD)

Detta salivsvabbantigentestkan utföras enkelt och överallt på dig eller din personal, och resultatet finns tillgängligt inom 10 minuter.

Ät eller drick inget 2 timmar innan testet genomförs.

Produkten ska förvaras i minst +3 grader.

STÖRSTA FÖRDELARNA

Ingen obehaglig eller smärtsam svabb i halsen eller näsan krävs för testet.

Det är idealisk för skolor, flygbolag, resbolag, tillverkningsindustrin, vårdinrättningar, mässor ect.

Du kan också bespara dig en resa till vården och undvika risker att smittas i väntrummet.




Du kan testa din personal en eller två gånger i veckan och därigenom förbättra kvaliteten på din Covid-hantering, vilket förhindrar spridning och ekonomiska skador på ditt företag.

Vid evenemang och sammankomster kan besökare testas enkelt och snabbt och njuta av evenemanget och känna sig trygga från smittspridning.


Distribueras av **AllOffice Nordic AB** i samarbete med **Winther Medtech AB**



SNABBT OCH ENKELT RESULTAT



“ETT STEG SNABB KLICK TEST” är ett 1-stegs lateralt flödesimmunanalys för kvalitativ detektion av N / S-antigen i salivprover.



- Lätt hantering (saliv prov)
- Pålitligt resultat efter endast 15 minuter
- Endast en låg viral mängd är nödvändig för detektion
- Infekterade personer kan således upptäckas redan innan de utvecklar symtom

RESULTAT ÖVERSIKT

- Klinisk känslighet: 95,65%
- Klinisk specificitet: 98,44%
- Exakthet: 97,12%

Vid positivt resultat rekommenderas att omgående kontakta 1177 för ytterligare provtagning.

Vid påvisad smitta ska smittskyddslagen följas.

INNEHÅLL TESTKIT



Distribueras av AllOffice Nordic AB i samarbete med Winther Medtech AB